


柔らかな落ち着いたカラーで、日常の幅広いシーンにマッチ

## 耳あな型補聴器※1「メディカルリスニングプラグ」の 新色「ナチュラルピンク」を発売



メディカルリスニングプラグ<MH-L1-P>

シャープは、ワイヤレスイヤホンスタイルの耳あな型補聴器「メディカルリスニングプラグ」の新色「ナチュラルピンク」<MH-L1-P>を発売します。本日7月29日より「COCORO STORE」および各取り扱い販売店にて予約販売※2を開始します。

マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保が日常化する中で、会話時の聞き取りづらさを自覚する人が増えています。メディカルリスニングプラグは、軽度・中等度難聴者に適した補聴器として2021年9月より販売。スマートフォンと連携し、自宅にいながら遠隔でフィッティングからアフターサービスまで、プロ※3がワンストップでサポートする「COCORO LISTENING※4」サービスや、ワイヤレスイヤホン調のスタイリッシュなデザインなどが好評で、“初めての補聴器”として、多くのお客様にご愛用いただいています。

新色の「ナチュラルピンク」は、眼鏡やマスク、アクセサリなどと併用しても存在を主張しすぎない柔らかな落ち着いたカラーにより、幅広いシーンにマッチします。日常的に身につけたくなるような新しいスタイルの補聴器として販売中のブラック色<MH-L1-B>との2色展開で、より快適なコミュニケーションをサポートしてまいります。

また、本日以降に本機をご購入いただいた方を対象※5に、「COCORO LISTENING」サービスのフィッティングサポートの無料期間を、ご購入後60日間から90日間へと延長します。プロによる聞こえ具合の調整を、ご満足いただけるまで期間中に何度でもご利用可能です。初めて補聴器をご購入のお客様にも安心してご使用いただけます。

品名	販売名	形名	カラー	希望小売価格	発売時期
耳あな型補聴器	メディカルリスニングプラグ	MH-L1-P	ナチュラルピンク	99,800円 (非課税)	2022年9月上旬

### ■ 主な特長

1. 柔らかな落ち着いたカラーで、日常の幅広いシーンにマッチする「ナチュラルピンク」
2. 軽度・中等度難聴者に適した補聴器。自宅にいながら遠隔でフィッティングからアフターサービスまで、プロがワンストップでサポート
3. 「COCORO LISTENING」サービスのフィッティングサポートの無料期間を、ご購入後60日間から90日間へと延長

- ※1 製造販売業者：株式会社ニューロシューティカルズ。医療機器認証番号 303AFBZX00058000。  
 ※2 COCORO STOREでのご予約の場合はこちら (<https://cocorostore.jp.sharp/mh-l1-p-bnd.html>) をご覧ください。各取り扱い販売店についてはこちら (<https://jp.sharp/mlp/flow/>) をご確認ください。  
 ※3 「認定補聴器技能者」や「言語聴覚士」の資格を持ったフィッター（調整者）や専門フィッティングスタッフを指します。  
 ※4 専用アプリのダウンロード、およびCOCORO MEMBERSのIDが必要です。  
 ※5 ブラック色<MH-L1-B>も対象です。

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/> (画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>)  
 【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
 【 お客様お問い合わせ先 】 COCORO LISTENINGサービスセンター  
<https://cocorostore.jp.sharp/form/mlp-inquiry/>

## ■ 主な仕様

### 本体

一般的名称	耳あな型補聴器	
販売名	メディカルリスニングプラグ	
形名	MH-L1-P	
製造販売業者	株式会社ニューロシューティカルズ	
医療機器認証番号	303AFBZX00058000	
適応難聴度	軽度・中等度難聴	
サイズ（長さ×幅×高さ）	25.0 × 13.6 × 24.1mm	
質量 / カラー	5.8g/個、ナチュラルピンク	
リスニングモード*6 （補聴器機能）	チャンネル数	8ch
	最大音響利得	最大値（ピーク値）：48dB HFA-FOG：37dB
	90dB入力最大出力音圧レベル	最大OSPL90：115dB SPL HFA-OSPL90：110dB SPL
	ハウリング抑止	○
	ノイズリダクション	○
	衝撃音抑止	○
	シーンメモリ数	4
ストリーミングモード （オーディオ機能）	完全ワイヤレス方式（TWS）	
ハンズフリーモード	電話の着信と通話に対応	
対応スマートフォンOS	Android™ 8.0以上 または iOS 13以上	
Bluetooth® *7 対応バージョン/ プロファイル	Bluetooth 5.0/HFP, A2DP, AVRCP	
電池	種類 / 容量	リチウムイオン充電電池 / 3.7V 70mAh
	使用時間*8	リスニングモード時：約20時間 充電ケース併用時：約55時間
		ストリーミングモード時：約6時間 充電ケース併用時：約16時間
充電完了時間	約2時間40分	
防水等級 / 防塵等級	Class4 (IPX4*9) / Class6 (IP6X*10)	

### 充電ケース

サイズ（幅×奥行×高さ）	66 × 26 × 38mm	
質量 / カラー	42g / ナチュラルピンク	
充電端子 / 入力電圧	USB Type-C™ / 5V、USB Type-A / 5V	
電池	種類 / 容量	リチウムイオン充電電池 / 3.7V 380mAh
	充電完了時間	約2時間40分（SH-AC04使用時）

※6 数値はJIS C 5512:2015により測定（2cm3カプラーを使用）。

※7 すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです。

※8 使用環境により変化します。

※9 IPX4とは、30～50cmの距離から10リットル/分の水を5分間以上注水してもメディカルリスニングプラグ本体に有害な影響がないことを意味します。

※10 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置にメディカルリスニングプラグ本体を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに補聴器の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

## ■ 商品画像



<本体と充電ケース>



<本体のみ>

- 「メディカルリスニングプラグ/Medical Listening Plug」「ココロリスニング/COCORO LISTENING」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。
- Android およびその他のマークは Google LLC の商標です。
- iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Bluetooth® のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。
- USB Type-C™ はUSB Implementers Forumの商標です。
- 仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。  
メディカルリスニングプラグ公式サイト  
<https://jp.sharp/mlp/>